

**НАПРАВЛЕННЯ
НА ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ**

Печатка ЛПЗ
Лікарня _____

Дата направлення _____
до лабораторного відділення
КНП ХОР «ОЦСК»

Відділення _____

Прошу виконати аналіз _____

Прізвище, ім'я та по-батькові пацієнта _____

Дата народження _____

Адреса проживання _____

Анамнез:

- Трансфузійний _____
(переливання компонентів крові, дати)
- Акушерський _____
(вагітності, дати)
- Імунологічний _____

Результати попередніх аналізів _____
(група крові за системами АВ0, Резус, антитіла)

Яке лікування проводилось _____
(для вагітних жінок)

Чи використовувались препарати для інфузійно-трансфузійної терапії за останні 2-3 доби _

Особа, яка взяла
зразок крові реципієнта

П.І.Б. лікуючого лікаря;
контактний номер телефону

Примітка:

1. Пробірка з кров'ю повинна бути промаркована.
2. Зразок крові повинен бути заготовлений у одноразову вакуумну пробірку з ЕДТА у кількості 5 - 6 мл.

ВИМОГИ

**до зразка для консультативних імуногематологічних досліджень
(визначення груп крові за системою АВО, за системою Резус,
іmunних антитіл, індивідуального підбору, проби Кумбса)**

1. Зазначити прізвище, ім'я пацієнта на етикетці одноразової пробірки.
2. Узяти 5 мл венозної крові у вакуумну одноразову пробірку. У новонароджених, немовлят і малих дітей беруть менші об'єми крові (1-3 мл).
3. Заповнити супровідну документацію: «Направлення на консультативні імуногематологічні аналізи», «Направлення для проведення індивідуального підбору/проб сумісності».
4. Замарковану пробірку транспортувати до лабораторії КНП ХОР «ОЦСК» у спеціальних контейнерах, на дно яких укладається серветка з адсорбуючого матеріалу з дотриманням вимог «холодового ланцюга» та інфекційної безпеки. Не допускається транспортування зразків крові у картонних коробках, дерев'яних ящиках, поліетиленових пакетах. Здійснити доставку зразків у лабораторію за температури +18 - +22 С не пізніше 2 годин з моменту забору та за умови уникнення прямих сонячних променів.
5. Супровідна документація (направлення) упаковуються окремо. Забороняється обертати їх навкруги пробірки зі зразком крові, вкладати в контейнер або бікс.
6. Критеріями для відмови в консультаційному дослідженні є:
 - відсутність маркування на пробірках;
 - відсутність направлення на аналіз;
 - невідповідність маркування на пробірці записам у супровідній документації;
 - невідповідність об'єму крові (занадто малий об'єм для проведення досліджень);
 - порушення правил транспортування зразків крові (не дотримання «холодового ланцюга»);
 - наявність гемолізу;
 - наявність хільозу.

*підготовку зразків проводити відповідно рекомендацій виробника пробірок.