

Печатка закладу
Лікарня _____

Дата _____

Відділення _____
До лабораторного відділення КНП ХОР «ОЦСК»

НАПРАВЛЕННЯ
на індивідуальний підбір еритроцитовмісних компонентів донорської крові

Прізвище, ім'я та по-батькові _____

Дата народження _____

Адреса проживання _____

Діагноз _____

Група крові АВ0, Rh _____

Імунні антитіла _____

Реципієнт: першоразовий, багаторазовий; вагітності _____

(потрібне підкреслити)

Дата останнього переливання _____

Дата і година взяття зразка крові _____

Назва компоненту крові та його кількість _____

П.І.Б. особи, яка взяла зразок крові реципієнта _____

П.І.Б. лікуючого лікаря _____

Контактний номер тел. _____

Печатка закладу

Лікарня _____

Дата _____

Відділення _____

До лабораторного відділення КНП ХОР «ОЦСК»

Директор

М.П

М.П

ВИМОГИ

**до зразка для консультативних імуногематологічних досліджень
(визначення груп крові за системою АВО, за системою Резус,
імунних антитіл, індивідуального підбору еритроцитовмісних компонентів донорської
крові, проби Кумбса)**

1. Зазначити прізвище, ім'я пацієнта на етикетці одноразової пробірки.
2. Узяти 5 мл венозної крові у вакуумну одноразову пробірку. У новонароджених, немовлят і малих дітей беруть менші об'єми крові (1-3 мл).
3. Заповнити супровідну документацію: «Направлення на консультативні імуногематологічні аналізи», «Направлення для проведення індивідуального підбору еритроцитовмісних компонентів донорської крові».
4. Замарковану пробірку транспортувати до лабораторії КНП ХОР «ОЦСК» у спеціальних контейнерах, на дно яких укладається серветка з адсорбуючого матеріалу з дотриманням вимог «холодового ланцюга» та інфекційної безпеки. Не допускається транспортування зразків крові у картонних коробках, дерев'яних ящиках, поліетиленових пакетах. Здійснити доставку зразків у лабораторію за температури +18 - +22 С не пізніше 2 годин з моменту забору та за умови уникнення прямих сонячних променів.
5. Супровідна документація (направлення) упаковуються окремо. Забороняється обертати їх навкруги пробірки зі зразком крові, вкладати в контейнер або бікс.
6. Критеріями для відмови в консультаційному дослідженні є:
 - відсутність маркування на пробірках;
 - відсутність направлення на аналіз;
 - невідповідність маркування на пробірці записам у супровідній документації;
 - невідповідність об'єму крові (занадто малий об'єм для проведення досліджень);
 - порушення правил транспортування зразків крові (не дотримання «холодового ланцюга»);
 - наявність гемолізу;
 - наявність хільозу.

*підготовку зразків проводити відповідно рекомендацій виробника пробірок.